

维生素B6检测试剂盒（微量法）

产品货号：BA1389

产品规格：100管/48样

产品简介：

维生素B6（Vitamin B6）又称吡哆素，其包括吡哆醇、吡哆醛及吡哆胺，在体内以磷酸酯的形式存在，是一种水溶性维生素，肉类、全谷类、蔬菜和坚果类中含量较高。在机体中参与多种蛋白质和氨基酸的代谢，对生物体具有极其重要的作用。

VB6与4-氨基安替比林在强氧化剂作用下生成稳定的黄色化合物，在400nm有特征吸收峰。

技术指标：

最低检出限：0.0179mg/mL

线性范围：0.03125-1mg/mL

注意：实验之前建议选择2-3个预期差异大的样本做预实验。如果样本吸光值不在测量范围内建议稀释或者增加样本量进行检测。

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
提取液	液体35mL×1瓶	4℃
试剂一	液体50mL×1瓶	4℃
试剂二	液体6mL×1瓶	4℃
试剂三	液体10mL×1瓶	4℃
试剂四	粉剂×1瓶	4℃
标准品	粉剂×1支	4℃

溶液的配制：

1. 提取液：内含不溶物，使用前摇匀；
2. 试剂四：临用前加入10mL蒸馏水混匀，4℃保存一周，如果一次性用不完，可分装于-20℃保存待用；
3. 标准品：10mg维生素B6，临用前加入1mL试剂一，配成10mg/mL的标准液。

需自备的仪器和用品：

可见分光光度计/酶标仪、台式离心机、水浴锅、微量玻璃比色皿/96孔板、可调式移液枪、研钵/匀浆器、EP管、冰和蒸馏水。

操作步骤（仅供参考）：

一、样本处理（可适当调整待测样本量，具体比例可以参考文献）

组织：将样本磨碎，按照质量（g）：提取液体积（mL）为1：5~10的比例（建议称取约0.1g，加入0.6mL提取液）加入提取液，60℃浸提30min，加蒸馏水0.4mL，混匀后于25℃，16000rpm离心10min，取上清测定（动物组织及其他蛋白含量较高的样本建议离心20-30分钟或反复离心2-3次至上清无混浊）。

细胞或细菌：按照细胞数量（ 10^4 个）：提取液体积（mL）为500~1000：1的比例（建议500万细胞加入0.6mL提取液），冰浴超声波破碎细胞（功率300w，超声3秒，间隔7秒，总时间3min）；加蒸馏水0.4mL，混匀后于25℃，16000rpm离心10min，取上清测定。

液体：直接检测。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com

二、测定步骤

1. 分光光度计/酶标仪预热30min以上，调节波长至400nm，蒸馏水调零。
2. 将10mg/mL标准液用试剂一稀释为1、0.5、0.25、0.125、0.0625、0.03125、0.015625mg/mL的标准溶液备用。
3. 操作表：在1.5mL离心管或96孔板中依次加入下列试剂

	对照管	测定管	标准管	空白管
样本 (μL)	40	40	-	-
试剂一 (μL)	-	-	-	40
标准溶液 (μL)	-	-	40	-
试剂二 (μL)	40	40	40	40
试剂三 (μL)	60	60	60	60
试剂四 (μL)	-	60	60	60
蒸馏水 (μL)	60	-	-	-

充分混匀，25℃反应20min，测定400nm处吸光值，记为A测定管、A对照管、A标准管、A空白管， $\Delta A = A_{\text{测定管}} - A_{\text{对照管}}$ ， $\Delta A = A_{\text{标准管}} - A_{\text{空白管}}$ 。（空白管只要做1-2管）

三、维生素B6含量计算

1. 标准曲线的绘制：

以各个标准溶液的浓度为x轴，其对应的 ΔA 标准为y轴，绘制标准曲线，得到标准方程 $y=kx+b$ ，将 ΔA 带入方程得到x（mg/mL）。

2. 维生素B6含量的计算：

(1) 按蛋白浓度计算： $VB6 \text{ (mg/mg prot)} = x \times V_{\text{提取}} \div (V_{\text{提取}} \times C_{\text{pr}}) = x \div C_{\text{pr}}$

(2) 按样本质量计算： $VB6 \text{ (mg/g质量)} = x \times V_{\text{提取}} \div W = x \div W$

(3) 按照细胞数量计算： $VB6 \text{ (mg/10}^4 \text{ cell)} = x \times V_{\text{提取}} \div \text{细胞数量 (万个)} = x \div \text{细胞数量 (万个)}$

(4) 按液体体积计算： $VB6 \text{ (mg/mL)} = x \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样}} = x$

V提取：样本提取体积，1mL；V样：加入的样本体积，0.04mL；Cpr：样本蛋白浓度，mg/mL；W：样本质量，g。

注意事项：

1. 如果测定吸光值超过线性范围吸光值，可以增加样本量或者稀释样本后再进行测定。
2. 蛋白浓度较高的样本，比如动物组织、豆类种子等，若显色完成后有沉淀产生，将样本稀释后再测定，在计算公式中乘以稀释倍数。
3. 显色完成后立即进行测定，尽量保证反应时间一致。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com