

ρ1.077样本密度分离液

产品货号: T19373

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

ρ1.077样本密度分离液是以碘克沙醇(Iodixanol)为主要原料配置的水溶液,适用于从人外周血中分离淋巴细胞,用于体外研究。

具有如下特点:

- 1. 无菌、无病毒、低粘度,即用型
- 2. 超低内毒素(< 0.1 EU/mL)
- 3. 高淋巴细胞回收率, 低红细胞残留率
- 4. 保持B淋巴细胞和T淋巴细胞的活力。

碘克沙醇是非离子型化合物,具有低渗、低粘度、低细胞毒性的特性,分子量1550Da,有高亲水侧链,其溶解度最高可达80%(w/v),等同于密度1.426g/mL。我们同时提供浓度为60%的碘克沙醇水溶液,配合本产品,可用于配置不同密度的分离液。

本产品使用注射用水(Water-For-Injection)配置。

本产品为过滤除菌产品。

产品内容:

| 产品组成 | 规格 | 保存条件 |
|---------------|-------------|---------|
| ρ1.077样本密度分离液 | 100ml/500ml | 2-8℃,避光 |

分离原理:

根据待分离样品组份的密度差异,经过高速离心,可在本品中形成不同的带。进一步收集所需细胞带即可完成细胞分离。

离心时,红细胞与粒细胞首先聚集并快速沉降;此时淋巴细胞及其它单个核细胞仍然处于分离液上层,所以红细胞的污染可以忽略不计。大部分血小板可在细胞清洗低速离心过程中去除。

其它人及动物的待分离样本,因为不同种属的细胞带电情况有区别,在分离液中的离散系数不一致,需要使用不同密度的样本密度分离液。在ρ1.077样本密度分离液的基础上,通过加入一定体积的特定溶液进行配比,可以得到不同密度的样本分离液,以下列出了部分常用密度的配置体积比:

常用密度的样本分离液的配置方法

| ρ1.077样本密度分 | 60% (W/V)碘克沙醇 | 磷酸盐缓冲液PBS | 总体积(mL) | 密度(g/mL) |
|-------------|---------------|-----------|-------------|----------|
| 离液体积占比(mL) | 溶液体积占比(mL) | 体积及占比(mL) | 心体///(IIIL) | |
| 5 | 0 | 0.88 | 5.88 | 1.063 |
| 5 | 0 | 0.45 | 5.45 | 1.068 |
| 5 | 0 | 0.25 | 5.25 | 1.073 |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1.077 |
| 5 | 0.15 | 0 | 5.15 | 1.083 |
| 5 | 0.34 | 0 | 5.34 | 1.09 |
| 5 | 0.45 | 0 | 5.45 | 1.095 |
| 5 | 0.6 | 0 | 5.6 | 1.1 |
| 5 | 1 | 0 | 6 | 1.116 |
| 5 | 4.5 | 0 | 9.5 | 1.19 |



邮箱: zzlybio@126.com



所需仪器耗材:

水平转子离心机(减速无刹车): 无菌离心管。

注意事项:

- 1. 用前请摇匀。
- 2. 实验操作过程不可使用含粉手套以及高内毒素的液体。
- 3. 本实验不可使用高聚合材质如聚苯乙烯的塑料制品,该材质的静电作用会影响细胞贴壁分离效果。
- 4. 抗凝血样本使用的抗凝剂优选顺序: 枸橼酸> EDTA及肝素。

使用方法:

分离过程应在18~22°C环境下,建议采血2小时内进行,如超过2小时,建议适当延长离心时间10-20分钟。 当天采集的样品建议当天进行分离,超过2小时,获得的淋巴细胞将减少。

如需进行淋巴细胞计数,则血液样本的储藏时间不得超过10小时,避免得率降低;

- 1. 取新鲜抗凝全血,用等体积的不含钙镁离子的PBS稀释混匀后得到稀释后样品备用,如血量较少,可以适当增加稀释液的体积。
- 2. 根据样本体积选择合适的离心管(待离心液总体积小于管容积的2/3),加入一定体积的分离液(不小于3ml),置于18~22℃。建议的分离液添加量根据离心管不同如下: 15mL离心管(4mL稀释后样品+3mL分离液),50mL离心管(20mL稀释后样品+12mL分离液)
- 3. 将稀释后样品缓慢加在分离液面之上,1250×g离心20分钟。
- 4. 离心后将出现明显的分层,如上图:最上层是稀释的血浆层,中间是透明的分离液层,血浆与分离液之间的白膜层即为单个核细胞层,离心管底部是红细胞与中性粒细胞。
- 5. 用吸管小心吸取白膜层置于另一新离心管中。
- 6. 然后加入10ml PBS缓冲液重悬细胞,250×g离心10分钟。
- 7. 弃上清,用10ml PBS缓冲液重悬细胞,700×g离心5-7分钟。
- 8. 弃上清,最后用后续试验所需相应液体重悬细胞备用。

