

沙黄/藏红T水溶液(2%)

产品货号: R21892

产品包装: 100ml

产品简介:

沙黄/藏红T水溶液(2%)主要由沙黄、去离子水组成, 可用于布氏杆菌染色或其他用途。

产品组成:

沙黄/藏红T水溶液(2%) 100ml RT 避光

自备材料:

- 1、载玻片、盖玻片
- 2、酒精灯
- 3、光学显微镜

操作步骤(仅供参考):

- 1、涂片: 载玻片, 于载玻片中央滴加2~3滴沙黄/藏红T水溶液(2%), 加热至出现蒸汽, 约0.5~1min。
- 2、加盖洁净的盖玻片, 轻轻按压制成压片。
- 3、光学显微镜在低倍、高倍或油镜下观察细菌形态。

注意事项:

- 1、涂片之前应事先在背面做好圆圈标记, 以便判断后续试验的位置。
- 2、待检细菌培养时间会影响染色, 阳性菌培养过长或已死亡或细菌溶解, 都常呈阴性反应。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件: 室温, 6个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com