

胶原纤维-弹力纤维复合染色试剂盒（EVG-Weigert法）

产品货号：R23539

产品规格：3×50ml/3×100ml

产品简介：

胶原纤维(Collagen Fiber)是结缔组织中分布最广含量最多的一种纤维，弹力纤维（Elastic Fiber）主要分布于人体的动脉壁、肺泡壁、皮肤，新鲜时呈黄色，折光性强。组织常规染色中常需要同时显示两种纤维以研究纤维间相互共存的关系和与其他结构的依存关系，据此在纤维单独染色试剂盒的基础上产生了EVG复合染色试剂盒，由常规弹力纤维染色和VG胶原染色联合使用。

本试剂盒采用Weigert品红和改良VG染色液联合染色机制，可在一张切片上对弹力纤维和胶原纤维进行同时染色，且不易褪色。经染色后，弹力纤维着紫黑色，胶原纤维着红色，肌肉着黄色，适用于观察组织内弹力纤维和胶原纤维是否存在异常病变，从而协助诊断。本试剂盒质量上乘，不含苦味酸，操作简单，染色稳定、颜色靓丽清晰。

产品组成：

产品名称	3×50ml	3×100ml	保存条件
试剂(A): Weigert品红染色液	50ml	100ml	2-8℃，避光
试剂(B): 酸性分化液	50ml	100ml	室温
试剂(C): 改良VG染色液	50ml	100ml	室温，避光

操作步骤：

- 新鲜取材，经固定后，常规石蜡包埋，切片3-8um。
- 石蜡切片热处理50min后二甲苯脱蜡20min，梯度乙醇脱蜡至蒸馏水，每步骤5min。
- 切片入Weigert品红染色液，室温加盖浸染1~3h或56℃恒温染色1h。（见注意事项2）
- 用酸性分化液分化至无染液脱下，蒸馏水洗终止分化。（见注意事项3）
- 改良VG染色液染色5-10min，蒸馏水洗30s。（见注意事项4）
- 75%、85%、95%、100%乙醇常规脱水，每个3-5s，二甲苯透明2次，每次1min，中性树胶封片。
- 镜检观察染色结果。

染色结果：

弹力纤维	棕褐色或紫黑色
胶原纤维	红色
肌纤维、红细胞及背景	黄色

注意事项：

- 大多数固定液均可，但含有铬盐的固定液固定后，染色较浅且容易弥散。
- Weigert品红染色前若不加预热（56℃），染色时间可适当延长。
- 酸性分化液通常仅需3-10秒就能脱去背景着色，目测颜色清晰的情况下须尽快终止分化。
- 改良VG染色液染色稳定，水洗不易褪色，可充分清洗。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操。

保存条件：2-8℃避光保存，6个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com