

中性环保封片剂(不含二甲苯)

产品货号: T19466

产品规格: 25ml/100ml

产品简介:

本产品适用于已染色的组织片、细胞片的封片,能使染色后的组织、细胞固封于载玻片和盖玻片之间,不与空气直接接触,避免氧化褪色;可使组织片、细胞片在封片胶的充实下,其折光率能与玻片的折光率相近,从而使镜检效果更清晰。

本产品主要由合成树脂、烷烃、苯酯等组成,不含二甲苯。

产品内容:

产品组成	规格	保存条件
中性环保封片剂 (不含二甲苯)	25ml/100ml	室温

操作步骤(仅供参考):

封片时滴0.5-1d在标本正中间,轻轻盖上盖玻片,待胶液扩散满整个盖玻片即可。

注意事项:

1. 原包装未开封有效期为5年,在有效期内已开封应在开封后1年内使用完,每次用后及时拧紧瓶盖,以免挥发或变质。
2. 在滴加封片胶前切片必须吹干或烘干其透明液(二甲苯、环保透明液)或脱水剂(无水乙醇)。
3. 本产品对经酸性或碱性染料染色的片子颜色的稳定性可能存在影响,需保存10年以上片子不建议使用。
4. 忌新旧液混合使用。
5. 封后的切片不宜马上放到切片夹,易造成盖玻片移位。
6. 使用前不宜搅拌或晃动,避免封片产生气泡。
7. 使用时避免接触皮肤、粘膜,不宜接触橡胶、部分塑料等所制仪器。
8. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存: 室温, 5年。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com