

## NTE 缓冲液 (1×,pH=7.4,无菌)

目录编号: T11062

产品规格: 100ml

### 产品简介:

NTE 缓冲液(1×,pH=7.4)由 0.15M NaCl、0.05M Tris 以及 0.001M EDTA 组成,所以简称为 NTE 缓冲液。  
该试剂经无菌处理,可用于浓缩逆转录病毒或其他用途。

### 产品组成:

产品组成	规格	保存温度
NTE 缓冲液 (1×,pH=7.4,无菌)	100ml	室温

### 操作步骤:

1. 按实验具体要求操作,一般用原病毒体积 1%的 NTE 缓冲液溶解沉淀。

### 注意事项:

1. 如果每次的使用量很小,可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com