

BU Salts (10×,过滤除菌)

产品货号: T19382

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

为酵母X-gal显色试验提供缓冲环境,使酵母菌落显色更清楚、持久。10×BU Salts配合SGR培养基、X-gal溶液一起使用,用于酵母单/双杂交系统中LacZ报告基因的检测。组分:七水磷酸氢二钠(7%),磷酸二氢钠(3%),pH:7.0。本产品经过滤除菌。

产品内容:

产品组成	规格	保存条件
BU Salts (10×,过滤除菌)	100ml/500ml	室温

操作步骤:

1. 按实验操作流程进行。

注意事项:

1. 本产品为无菌溶液,使用时请注意无菌。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存: 室温, 12个月。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com